

# ナースコール接続アダプタ

各センサーをナースコールと連動して使用する際に必要です。

ナースコールを分配して離床センサーとナースコールを同時に使用可能にします。

メーカー名	ケアコム							
壁側のソケット形状 (通し記号)	A	B	C	D	E	F	G	H
ナースコールスイッチの形状								
メーカー型番	—	—	RB-822 RB-822-C	—	RB-823 RB-823-C	BA-501 BA-501-C BA-511 BA-511-C	BA-501Z BA-501Z-C BA-511Z BA-511Z-C	RB-830Z
特記事項	—	—	—	—	—	アナログタイプ *1ラベルがクリーム色 または茶色	デジタルタイプ *2ラベルがシルバーで "Z"が記載されています	—
ナースコール接続アダプタ情報								
カタログ番号	C-2	C-2	A2-1	C-2	A3-1	A4-1C	A4-1Z	C-2
形状								
現状のナースコールの改造要否	必要	必要	—	必要	—	—	—	必要

メーカー名	アイホン							
壁側のソケット形状 (通し記号)	A	B	C	D	E	F	G	
ナースコールスイッチの形状								
メーカー型番	NBR-8A-C	—	NB-RC/A NC-RC	NE-RC/A	UAR-8 UBR-8S	UB-SB8 UB-SB8S	UBR-8-TT	UB-SB8-TT
特記事項	—	—	内蓋に記載があります。	—	—	—	—	—
ナースコール接続アダプタ情報								
カタログ番号	A2-1	C-2	A4-1NC・A4-1NE	C-2	B2-3A	C-2	C-2	C-2
形状								
現状のナースコールの改造要否	—	必要	—	必要	—	必要	必要	必要

メーカー名	ケアコム		
壁側のソケット形状 (通し記号)	I	J	K
ナースコールスイッチの形状			
メーカー型番	BA-502Z BA-512Z	RB-826WZ RB-830WZ	BA-601WZ BA-602WZ BA-611WZ BA-612WZ
特記事項	—	Wellタイプ Wellタイプ専用の分配コンセント (型名BB-301WZ-2P/W6P等)が別途必要です。	
ナースコール接続アダプタ情報			
カタログ番号	A6-1Z	CA-2	CA-2
形状			
現状のナースコールの改造要否	—	—	—

ケアコム (パナソニック)				
壁側のソケット形状 (通し記号)	L	M	N	O
ナースコールスイッチの形状				
メーカー型番	—	VH-804M	VH-571 VHR-560	VH-5085R1
特記事項	—	—	—	—
ナースコール接続アダプタ情報				
カタログ番号	C-2	C-2	C-2	C-2
形状				
現状のナースコールの改造要否	必要	必要	必要	必要

メーカー名	アイホン							
壁側のソケット形状 (通し記号)	H	I	J	K	L	M	N	
ナースコールスイッチの形状								
メーカー型番	NFR-C-OP NFR-CA-OP	UX-3P	NFR-8 NFR-8A	NFR-8-TT NFR-8A-TT	NF-SB NF-SBA	NF-SB-TT NF-SBA-TT	NL-SB NLR-8 NLR-8-TT	
特記事項	—	—	—	点滴・トイレボタンは 使えなくなります。	—	ナースコールの 点滴ボタンが 使えなくなります。 ハンド子機の 点滴ボタンは使えます。	オプション入力コード NLR-CA-OPA が別途必要 壁に専用口がある場合は オプション入力コードは必要なし	
ナースコール接続アダプタ情報								
カタログ番号	A3-2NFX	A3-2UB	B5-1NFX	B5-1NFX	B5-1NFX	B5-1NFX	CB-3	A3-2NLR
形状								
現状のナースコールの改造要否	—	—	—	—	—	—	—	—

※3 ケアコム社製WZ子機(旧Wellシリーズ)の場合は、別途ケアコム社製「分配コンセント」が必要です。

ケアコム社製分配コンセント ● 名称:分配コンセント(2P、W6P、一般) 型式:BB-301WZ-2P / W6P-NC ● 名称:分配コンセント(2P、W6P、特定1) 型式:BB-301WZ-2P / W6P-OP1